



4) Appuyez sur le bouton correspondant : "-" pour "A" ou "+" pour "P") afin de sélectionner la lettre.

La lettre sélectionnée restera deux secondes sur affichée à l'écran. Après cela, le code et la goutte clignotante apparaît sur l'écran indiquant que l'appareil est prêt à recevoir la goutte de sang. Le résultat est stocké dans la mémoire comme montré dans la figure 4.

ES NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Este analizador usa un software de corrección especial, basado en diferentes características de las muestras entre hombres y mujeres y la diferente composición de la sangre antes y después de comer. Esta corrección nos da una mejor exactitud en los resultados.

1) Después de insertar la tira, aparecerá en la pantalla la letra "F" (Femenino) a la izquierda y "M" (Masculino) a la derecha. Presione el botón correspondiente ("-" para "F" o "+" para "M") para seleccionar el género. (Figura 1)

2) Después de 2 segundos aproximadamente aparecerá en la pantalla la letra "A" (Antes de comer) a la izquierda y "P" (Después de comer) a la derecha. Presione el botón correspondiente ("-" para "A" o "+" para "P"). (Figura 2)

3) La letra seleccionada se mantendrá dos segundos en la pantalla. Después de eso aparecerá el código de lote y el icono para agregar la gota de muestra, indicando que el analizador está listo para recibir la gota de sangre. (Figura 3)

4) El resultado será guardado en la memoria como se muestra en la figura. (Figura 4)

IT NUOVA PROCEDURA PER LA MISURAZIONE DEL COLESTEROLO

Questo meter usa una speciale correzione software, basata sulle differenti caratteristiche del sangue maschile e femminile e dopo aver mangiato. Questa correzione da una migliore accuratezza dei risultati.

1) Dopo aver inserito la striscia, appariranno « F » (Femmina) sulla sinistra e « M » (Maschio) sulla destra. Premere il bottone corrispondente ("-" per "F" o "+" per "M") per selezionare il sesso. (Figura 1)

2) Dopo circa due secondi, appariranno sul display « A » (prima dei pasti) sulla sinistra e « P » (dopo i pasti) sulla destra. Premere il bottone corrispondente ("-" per "A" o "+" per "P") per selezionare la lettera. (Figura 2)

3) La lettera selezionata rimarrà per due secondi sul display. Dopodiché il codice e la goccia lampeggiante appariranno sul display, indicando che il meter è pronto per ricevere il sangue. (Figura 3)

4) Il risultato sarà mantenuto in memoria come mostrato in figura. (Figura 4)

ΕΛ Νέα διαδικασία για τον έλεγχο της χοληστερίνης

Αυτός ο μετρητής έχει ένα ειδικό λογισμικό διόρθωσης, που βασίζεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά του αίματος ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα και τη διαφορετική σύνθεση του αίματος πριν και μετά από κάθε γεύμα. Αυτό το ειδικό λογισμικό διόρθωσης δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.

1) Αφότου τοποθετήσετε τη ταινία θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "F" (Θηλυκό) στα αριστερά και "M" (Αρσενικό) στα δεξιά. Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο ("-" για "F" ή "+" για "M") για να επιλέξετε το φύλο (Φωτογραφία 1)

2) Μετά από 2 περίπου δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "A" (πριν από το γεύμα) στα αριστερά και "P" (μετά από το γεύμα) στα δεξιά. Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο ("-" για "A" ή "+" για "P") για να επιλέξετε το γράμμα που επιθυμείτε (Φωτογραφία 2).

3) Το επιλεγμένο γράμμα θα παραμείνει για 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη. Μετά από αυτή τη διαδικασία ο κωδικός και η ένδειξη της σταγόνας που αναβοσβήνει στην οθόνη, δείχνει ότι ο μετρητής είναι έτοιμος για μέτρηση (φωτογραφία 3)

4) Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί στη μνήμη όπως φαίνεται στη φωτογραφία (φωτογραφία 4)

KZ Холестерин анализінің жаңа әдісі

Құрылғыда ер адам мен әйел адамның қанының тамаққа дейінгі және тамақтан кейінгі құрамына негізделген арнайы корректірлеуші бағдарлама бар. Бұл корректірлеуші бағдарлама көрсеткіш нәтижесін асырады.

1) Сынақ жолақшаларын орнатқаннан кейін дисплейде сол жағында "F" (әйелдер), ал оң жағында "M" (ерлер) деген жазу көрінеді. Жынысын таңдау үшін қажетті пернені басыңыз ("-" "F" үшін немесе "+" "M" үшін). (1 сурет.)

2) Екі секундтан кейін дисплейде сол жағында "A" (тамаққа дейін) және "P" (тамақтан кейін) жазуы көрінеді. Өріпті таңдау үшін ("-" "A" үшін немесе "+" "P" үшін) пернені басыңыз. (2 сурет.)

3) Таңдалған өріп дисплейде екі секундқа дейін қалады. Одан кейін құрылғының қан қабылдауға дайын екендігін білдіретін дисплейде код және тамшы суреті көрінеді. (3 сурет.)

4) Суретте көрсетілгендей нәтиже құрылғы жадында сақталады. (4 сурет.)

EN NEW PROCEDURE FOR CHOLESTEROL

This meter uses a special correction software, based on the different characteristics of the male and female blood and different composition of the blood before and after meal. This correction gives a better accuracy of the results.

1) After inserting the strip, "F" (Female) on the left and "M" (Male) on the right will appear on the display. Press the corresponding button ("-" for "F" or "+" for "M") to select the gender. (Figure 1)

2) After about two seconds, "A" (before meal) on the left and "P" (after meal) on the right will appear on the display. Press the corresponding button ("-" for "A" or "+" for "P") to select the letter. (Figure 2)

3) The selected letter will remain two seconds on the display. After that, the code and the blinking drop will appear on the display, indicating that the meter is ready to receive the blood. (Figure 3)

4) The result will be stored in the memory as showed in the figure. (Figure 4)

FR NOUVELLE PROCÉDURE POUR LE TEST CHOLESTÉROL.

Cet analyseur contient un nouveau logiciel de correction des résultats, basé sur les différences propres au sang masculin et féminin avant ou après un repas. La correction fournit une plus grande exactitude des résultats.

1) Après insertion de la bandelette de test, il apparaît à l'écran : "F" (femelle) à gauche et "M" (homme) sur la droite.

2) Appuyez sur le bouton correspondant : "-" pour "F" ou "+" pour "M") afin de sélectionner le sexe.

3) Après environ deux secondes, il apparaît à l'écran : "A" (avant le repas) sur la gauche et "P" (après le repas) sur la droite.