

ST.A.R.90 F4 Muñeca

Fijador externo muñeca

Fácil visualización de la fractura durante la reducción y en el seguimiento

Posible distracción intraoperatoria controlada para la reducción final de la fractura

Ergonómico y cómodo para el paciente

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citieffe en su área.



Indicaciones

Fracturas de muñeca 23.A2, 23.A3, 23.B1, 23.B2, 23.B3, 23.C1, 23.C2 (clasificación AO).



Llave en ángulo 5mm

incluido en la caja del fijador



Tornillos óseo cortical

